

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Oberfläche PVC flammgeschützt.
- Steckernetzteil 100-240 V AC
- Leistungsaufnahme 4,5 Watt / 12 Volt DC
- Trockentemperatur ca. 40° C „Schontrocknung“
- Laufzeit des Timers 3 Stunden (automatische Abschaltung)



SPECIFICATIONS:

- Surface: PVC non-flammable
- AC adaptor plug 100-240 V AC
- Power input: 4.5 Watt / 12 Volt DC
- Drying temperature: approx. 40°C "delicate drying"
- Timer stops automatically after 3 hours.



DATOS TÉCNICOS:

- Superficie antillamas de cloruro de polivinilo.
- Bloque de alimentación de 100-240 voltios de C.A.
- potencia absorbida: 4,5 vatios / 12 voltios de C.C.
- Desecado esmerado a una temperatura de de aprox. 40° C.
- Desconexión automática tras 3 horas, programadas por reloj conmutador.



Das HEBA®-THERM opti-TIME Trockenkissen können Sie auch in der praktischen Design-Tragetasche in verschiedenen Zusammenstellungen erhalten — ideal für die Trocknung ihres Hörgerätes, wenn Sie unterwegs sind.

Die Taschen können individuell bestückt werden. Bitte sprechen Sie uns an.

You can receive the HEBA®-THERM opti-TIME drying cushion also in the practical design-carrier-bag in different arrangements — ideal for the drying of your hearing aid if you are on the move.

The pockets can be equipped individually. Please talk with us.

Usted puede recibir el cojín seco HEBA®-THERM opti-TIME también en el bolso de diseño práctico en composiciones diferentes - ideal para el secado de su utensilio auditivo si usted es en el camino.

Los bolsos pueden ser equipados individualmente. Por favor, considérenos.

Ihr Hörgeräte-Akustiker | Your audiologist | Su especialista acustico



HEBA-OTOPLASTIK Labortechnik u. Einrichtungs GmbH & Co. KG
D-63853 Mömlingen · ☎ +49 60 22 - 68 16 00 · 📠 +49 60 22 - 31 6 63
info@heba.de · www.heba.de



HEBA®-THERM **opti-TIME** TROCKENKISSEN

DRYING CUSHION ALMOHADILLA DE SECADO



HEBA®-THERM **opti-TIME** TROCKENKISSEN
HEBA®-THERM **opti-TIME** DRYING CUSHION
HEBA®-THERM **opti-TIME** ALMOHADILLA DE SECADO

HEBA[®]-THERM

TROCKENKISSEN

DRYING CUSHION

ALMOHADILLA DE SECADO

opti-TIME

Die optimale Pflege für
Hörgerät und Otoplastik

*The ideal care for your
hearing aid and earmold*

*Los cuidados óptimos para el
utensilio auditivo y molde*



Das Trockenkissen mit den entscheidenden Vorteilen:

- integrierter 3 Stunden Timer
- 12-Volt-Spannung, international einsetzbar
- Überhitzungsschutz
- Bezug mit Klettband, einfach zu waschen
- Reißverschluss zum einfachen Einlegen

The drying cushion with the distinct advantage:

- switches of automatically after 3 hours
- 12-Volt – international usage
- Overheat protection
- Vocer with a V-tape, easy to wash
- Zip for easy use

- in verschiedenen Designs und mit Private-Label lieferbar
- available in different designs and with private label
- disponible en especímenes diferentes e etiqueta privada



El almohadilla con las ventajas decisivas:

- desconexión automática tras 3 horas
- tensión de 12 voltios para uso internacional
- protección contra sobrecalentamiento
- funda con cierre velcro, de fácil lavado
- cremallera para colocar cómodamente su audífono