

Das HEBA®-THERM Trockenkissen können Sie auch in der praktischen Design-Tragetasche in verschiedenen Zusammenstellungen erhalten – ideal für die Reinigung ihres Hörgerätes, wenn Sie unterwegs sind.

You can receive the HEBA®THERM drying cushion also in the practical design-carrier-bag in different arrangements – ideal for the drying of your hearing aid if you are on the move.



Trocken- und Reinigungsset / HDO

- I HEBA®-THERM Trockenkissen
- I Fl. HEBACLEAN® - Reinigungspulver (ca. 50 Reinigungsbäder mit aktivem Sauerstoff)
- I Schallkanalpuster
- I Reinigungsdose in Design-Tragetasche

Drying and cleansing set / BTE

- I HEBA®THERM - drying cushion
- I HEBACLEAN® - cleansing powder (approx. 50 cleansing bath with active oxygen)
- I air blower
- I cleaning tub in design-carrier-bag

... und speziell für Im-Ohr-Hörgeräte:
... and especially for ITE hearing aids:



Trocken- und Reinigungsset / IO-SB

- I HEBA®-THERM Trockenkissen
- I Flasche Reinigungsspray
- 10 Zellstofftücher in Design-Tragetasche

Drying and cleansing set / ITE-SB

- I HEBA®-THERM - drying cushion
- I bottle cleansing spray
- 10 cell tissues in design-carrier-bag



Trocken- und Reinigungsset / IO-RT

- I HEBA®-THERM Trockenkissen
- 25 Reinigungstücher im Spender
- 10 Zellstofftücher in Design-Tragetasche

Drying and cleansing set / ITE-T

- I HEBA®-THERM - drying cushion
- 25 moist tissues in pocket dispenser
- 10 cell tissues in design-carrier-bag

TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

- Oberfläche: PVC-flammgeschützt, Ausführung in Schutzklasse I, VDE-GS und SEV geprüft.
- Leistungsaufnahme nur 4,5 Watt.
Rundum hermetisch dicht und mit Schutzleiter ganzflächig ausgestattet, kann HEBA®-THERM auch bei Feuchtigkeit ohne Gefahr betrieben werden.
- HEBA®-THERM erhöht die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer Ihres Hörgerätes.

CE

SPECIFICATIONS:

- Surface: PVC, non-flammable
- AC adaptor plug 100-240 V AC
- Power Input: 4.5 Watts / 110 or 220 Volt
- HEBA®-THERM increases the operability and Service life or your hearing aid

CE

The american version comes with custom AC adapter plug.



Ihr Hörgeräte-Akustiker | Your audiologist

HEBA
Perfektion im Ohr

HEBA-OTOPLASTIK Labortechnik u. Einrichtungs GmbH & Co. KG
D-63853 Mömlingen · ☎ +49 60 22 - 68 16 00 · 📠 +49 60 22 - 31 6 63
info@heba.de · www.heba.de

HEBA
Perfektion im Ohr

HEBA®-THERM TROCKENKISSEN
HEBA®-THERM DRYING CUSHION



HEBA®-THERM TROCKENKISSEN
HEBA®-THERM DRYING CUSHION

HEBA[®]-THERM

TROCKENKISSEN
DRYING CUSHION



Elektrisches Trockenkissen –
trocknet Hörgeräte und Otoplastiken
absolut zuverlässig und gleichmäßig.

*Electrical drying cushion – dries hearing
aids and earmolds in an absolut reliable
and homogenous way.*

EINFACH UND UNKOMPLIZIERT

HEBA[®]-THERM öffnen, Gerät (ohne Batterie) mit Otoplastik
einlegen.

Völlig unkompliziert. Genial einfach.

EASY AND UNCOMPLICATED

Open HEBA[®]-THERM, insert hearing aid (without the
battery) with the earmolds.

Absolutely uncomplicated. Ingeniously simple.

Die Produktvorteile:

- Weltweit das einzige wasserdichte und mit Schutzleiter ausgestattete Trockenkissen
- Keine Gefahr bei Benutzung in feuchter und nasser Umgebung
- Kunststoffhülle und Kabelanschluss sind absolut reißfest
- Überhitzungsschutz
- Reißverschluß zum einfachen Einlegen und sicheren Aufbewahren

The advantages of the product:

- the only waterproof drying cushion worldwide equipped with a protective conductor
- can be used in a wet or damp environment without danger
- plastic cover and cable connection (absolutely tear-proof)
- overheating protection
- equipped with a zipper for easy insertion and safe storage



Der Trocken-Timer:

Durch Drehen der Zahlen-
skala schnell und einfach
einstellbar

Drying Timer:

electromechanical
version, simple and reliable

In verschiedenen Designs und mit Private-Label lieferbar
Available in different designs and with private label

